

KATALOG

MAGNETOTERAPIE DIMAP s.r.o.
Huřská 273, 272 01 Kladno

KLINICKÁ MAGNETOTERAPIE



KATALOG PRODUKTŮ | KLINICKÁ MAGNETOTERAPIE DIMAP PRO PROFESIONÁLY

www.dimap.cz
www.dimap.cz/katalog



+ 420 608 340 621



info@dimap.cz



DIMAP V Arduino

4 samostatné výstupy A,B,C,D

Velký barevný dotykový displej

Paměťový režim individuální/společný

Komunikace s PC (Win 10)

Vestavěná knihovna aplikací

Frekvenční rozsah 2-200Hz, Pulzní vlna

Volitelný jazyk: čeština, angličtina, francouzština



DIMAP VF

Frekvenční volba 1-50Hz

Paměť při výpadku proudu uchovává veškeré nastavení

Možnost připojení aplikátorů s maximální ochranou obsluhy

Individuální/společné nastavení

TYP VF 2 výstupy (2x75 programů)

TYP VF 4 výstupy (4x75 programů)



DIMAP VM

Frekvenční volba 1-200Hz

Paměť při výpadku proudu uchovává veškeré nastavení

Možnost připojení aplikátorů s maximální ochranou obsluhy

Individuální/společné nastavení

Paměť pro databázi 20 pacientů

TYP VM 2 výstupy (2x78 programů)

TYP VM 4 výstupy (4x78 programů)



DIMAP Bioconfort

Dvouvýstupový přenosný přístroj

Programy A, B, C, 0-13

Frekvenční, časová, intenzitní volba

Intenzita 1-10

Digitální displej

LED indikace

Akustická a optická signalizace

Systém ochrany proti přetížení, zkratu

Toroidní trafo se sníženým vyzařováním



A1H

Plochý univerzální kruh (disk)

Průměr 22cm, tloušťka 3cm

Použití: místní aplikace v oblasti ruky, zápěstí, loktu, kyčle, paty, hlavy...



A2Hu

Dvoucívkový ohebný aplikátor

Příslušenství: fixační pásek PF (součást balení)

Použití: oblast ramenních kloubů, kolen, kyčlí, ledvin

Rozměry: 27x67x3cm



A3H

Lůžkový čtyřcívkový aplikátor s podhlavníkem

Použití: oblast páteře a zad

Rozměry: 98x42x4cm



S2H30

Solenoid válec o průměru 30cm

Použití: oblast horních i dolních končetin, klouby, vhodný též jako dětský celotělový

Aplikace se provádí vsedě nebo vleže vsunutím končetin/y pacienta do aplikátoru



S1H60 e

Solenoid válec o průměru 60cm

Použití: horní polovina těla, kyčle, celotělový

Aplikace se provádí vleže na lůžku vsunutím solenoidu na pacienta přes dolní končetiny



S1H70 e

Solenoid válec o průměru 70cm

Použití: celotělový

Aplikace se provádí vleže vsunutím solenoidu na pacienta přes dolní končetiny



S3H20 e

Solenoid válec o průměru 20cm

Použití: oblast horních končetin, vhodný jako dětský

Aplikace se provádí vsedě nebo vleže vsunutím končetin/y do aplikátoru



A2H3D e

Třídílná dečka

Příslušenství: fixační pásek PF (součást balení)

Použití: hlubší aplikační účinky v oblasti kyčlí a ledvin

Levnější varianta S1H60 aplikátoru

Rozměry: 34x75x3cm



A2HD 34/40 e

Obdélník deska

Použití: lůžkový na část páteře, beder nebo hrudi

Rozměry: 34x40cm, tloušťka desky 3cm

