

# KATALOG

MAGNETOTERAPIE DIMAP s.r.o.  
Huřská 273, 272 01 Kladno

## RODINNÁ MAGNETOTERAPIE



KATALOG PRODUKTŮ | RODINNÁ MAGNETOTERAPIE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

[www.dimap.cz](http://www.dimap.cz)  
[www.dimap.cz/katalog](http://www.dimap.cz/katalog)



+ 420 608 340 621



[info@dimap.cz](mailto:info@dimap.cz)



## DIMAP Bioconfort

Dvouvýstupový přenosný přístroj

Programy A, B, C, 0-13

Frekvenční, intenzitní volba

**Přednastavený čas na 25 minut**

Intenzita 1-10

Digitální displej

LED indikace

Akustická a optická signalizace

System ochran proti přetížení, zkratu

Toroidní trafo se sníženým vyzářováním



## DIMAP Technimag

Dvouvýstupový přenosný přístroj

Programy A, B, C, 0-13

Frekvenční, časová, intenzitní volba

Intenzita 1-10

Digitální displej

LED indikace

Akustická a optická signalizace

System ochran proti přetížení, zkratu

Toroidní trafo se sníženým vyzářováním

**Jednoduché ovládání 4 tlačítka – program, čas, intenzita, start**



## DIMAP D2000

Dvouvýstupový přenosný přístroj

Programy A, B, C, 0-13

Frekvenční, časová, intenzitní volba

Intenzita 10-100%

Digitální displej

LED indikace

Akustická a optická signalizace

System ochran proti přetížení, zkratu

Toroidní trafo se sníženým vyzářováním

## PŘIZPŮSOBENÍ VAŠIM POTŘEBÁM

volba mezi 3 druhy přístrojů z rodinné řady

- **Bioconfort:** volba programu, přednastavený čas 25 minut, nastavení intenzity pro každý výstup zvlášť (využívaný především v drobných rehabilitacích)
- **Technimag:** volba programu, času a intenzity, kombinace ověřených vlastností a důrazem na design, oblíbený především v zahraničí, jednoduché ovládání 4 tlačítka – program, čas, intenzita, start/stop
- **D2000:** volba programu, času a intenzity, základní řada DIMAP - shodná účinnost za příznivou cenu, nejlevnější přístroj oblíbený především v ČR

KATALOG PRODUKTŮ | PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O DOSTUPNOSTI A CENĚ SE OBRAŤTE NA VÝROBCE



## A1HF

**Použití:** aplikátor A1HF je určen na místní aplikace např. ruku, zápěstí, loket, patu, krční páteř

**Popis:** tvar osmiúhelníku, zadní část opatřena páskem

**Rozměry:** 23x23cm, tloušťka 3,5cm



## A4HLg

**Použití:** oblast zad a páteře

**Popis:** aplikace se provádí přiložením střední ploché části aplikátoru na místo požadované aplikace

**Rozměry:** trojdílný, 48x48cm, tloušťka 3,5cm



## SPHLg

**Použití:** aplikace horních a dolních končetin, kloubů, část krční páteře

**Popis:** válcový aplikátor (solenoid), aplikace se provádí nasunutím aplikátoru na místo požadované aplikace

**Rozměry:** průměr 24cm x 8cm šířka



## A2HLg 250 DUO

**Použití:** univerzální aplikátor, pro oblast zad, páteře, kyčlí, končetin atd.

**Popis:** aplikátor se skládá z 2 samostatných dílů a 2 krajních fixačních dílů s páskem, jednotlivé díly spojeny zipem

**Rozměry:** 2 díly (=DUO) 25x48x3,5cm





### A3HLg MAX DUO

**Použití:** pro náročné zákazníky na oblast páteře, zad, vhodné při celotělové rekonvalescenci a prevenci

**Popis:** aplikátor poskytuje maximální pohodlí, použití ideální na lůžku, tvar obdélníku, skládá se ze 4 rozkládacích čtverců

**Rozměry:** délka 170cm, šířka 45cm, tloušťka 3,5cm

## SADY RODINNÉ



### SADA Technimag ZÁDOVÁ

**Sada obsahuje:**

přístroj DIMAP TECHNIMAG

aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř...

aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře

koženková brašna

### SADA přístroj Bioconfort ZÁDOVÁ

### SADA přístroj D2000 ZÁDOVÁ



### SADA Technimag SOLENOID

**Sada obsahuje:**

přístroj DIMAP TECHNIMAG

aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř...

aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny

koženková brašna

### SADA přístroj Bioconfort SOLENOID

### SADA přístroj D2000 SOLENOID



### SADA Technimag DUO

**Sada obsahuje:**

přístroj DIMAP TECHNIMAG

aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny

aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře

koženková brašna

### SADA přístroj Bioconfort DUO

### SADA přístroj D2000 DUO

KATALOG PRODUKTŮ | PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O DOSTUPNOSTI A CENĚ SE OBRAŤTE NA VÝROBCE



---

### SADA Technimag TRIO

#### Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG  
aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř...  
aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny  
aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře  
koženková brašna

---

### SADA přístroj Bioconfort TRIO

### SADA přístroj D2000 TRIO

---



---

### SADA Technimag ČTYŘDEČKA

#### Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG  
aplikátor A2HLg250 DUO (dva aplikátory spojeny zipem) –  
(univerzální aplikátor, pro oblast zad, páteře, kyčlí, končetin atd.)  
2 fixační díly s páskem  
koženková brašna

---

### SADA přístroj Bioconfort ČTYŘDEČKA

### SADA přístroj D2000 ČTYŘDEČKA

---



---

### SADA Technimag LŮŽKOVÁ

#### Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG  
aplikátor A3HLg MaxDuo (délka 170cm, šířka 45cm) - pro  
náročné zákazníky na oblast páteře, zad, vhodné při celotělové  
rekonvalescenci a prevenci)  
koženková brašna

---

### SADA přístroj Bioconfort LŮŽKOVÁ

### SADA přístroj D2000 LŮŽKOVÁ

---



KATALOG PRODUKTŮ | PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O DOSTUPNOSTI A CENĚ SE OBRAŤTE NA VÝROBCE

