

KATALOG

MAGNETOTERAPIE DIMAP s.r.o.
Huřská 273, 272 01 Kladno

RODINNÁ MAGNETOTERAPIE



KATALOG PRODUKTŮ | RODINNÁ MAGNETOTERAPIE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

www.dimap.cz
www.dimap.cz/katalog



+ 420 608 340 621



info@dimap.cz



DIMAP Bioconfort

Dvouvýstupový přenosný přístroj

Programy A, B, C, 0-13

Frekvenční, intenzitní volba

Přednastavený čas na 25 minut

Intenzita 1-10

Digitální displej

LED indikace

Akustická a optická signalizace

System ochran proti přetížení, zkratu

Toroidní trafo se sníženým vyzařováním



DIMAP Technimag

Dvouvýstupový přenosný přístroj

Programy A, B, C, 0-13

Frekvenční, časová, intenzitní volba

Intenzita 1-10

Digitální displej

LED indikace

Akustická a optická signalizace

System ochran proti přetížení, zkratu

Toroidní trafo se sníženým vyzařováním

Jednoduché ovládání 4 tlačítka – program, čas, intenzita, start

PŘIZPŮSOBNÍ VAŠIM POTŘEBÁM

- **Bioconfort:** 17 programů, frekvence až 200Hz, **čas 25 minut, nastavení intenzity magnetického pole pro každý výstup (aplikátor) zvlášť**, konektory 6.3mm zvlášť odolné proti poškození, vhodné pro léčbu až dvou osob současně
- **Technimag:** 17 programů, frekvence až 200Hz, **rozšířené ovládací rozhraní: vlastní volba času 5-90 minut, nastavení intenzity magnetického pole současně**, snadné ovládání a manipulace, vhodné pro jednoho uživatele

KATALOG PRODUKTŮ | PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O DOSTUPNOSTI A CENĚ SE OBRAŤTE NA VÝROBCE



A1HF

Použití: aplikátor A1HF je určen na místní aplikace např. ruku, zápěstí, loket, patu, krční páteř

Popis: tvar osmiúhelníku, zadní část opatřena páskem

Rozměry: 23x23cm, tloušťka 3,5cm



A4HLg

Použití: oblast zad a páteře

Popis: aplikace se provádí přiložením střední ploché části aplikátoru na místo požadované aplikace

Rozměry: trojdílný, 48x48cm, tloušťka 3,5cm



SPHLg

Použití: aplikace horních a dolních končetin, kloubů, část krční páteře

Popis: válcový aplikátor (solenoid), aplikace se provádí nasunutím aplikátoru na místo požadované aplikace

Rozměry: průměr 24cm x 8cm šířka



A2HLg 250 DUO

Použití: univerzální aplikátor, pro oblast zad, páteře, kyčlí, končetin atd.

Popis: aplikátor se skládá z 2 samostatných dílů a 2 krajních fixačních dílů s páskem, jednotlivé díly spojeny zipem

Rozměry: 2 díly (=DUO) 25x48x3,5cm





A3HLg MAX DUO

Použití: pro náročné zákazníky na oblast páteře, zad, vhodné při celotělové rekonvalescenci a prevenci

Popis: aplikátor poskytuje maximální pohodlí, použití ideální na lůžku, tvar obdélníku, skládá se ze 4 rozkládacích čtverců

Rozměry: délka 170cm, šířka 45cm, tloušťka 3,5cm

SADY RODINNÉ



SADA Technimag ZÁDOVÁ

Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG

aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř...

aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře

koženková brašna

SADA přístroj Bioconfort ZÁDOVÁ (s přístrojem Bioconfort)



SADA Technimag SOLENOID

Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG

aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř...

aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny

koženková brašna

SADA přístroj Bioconfort SOLENOID (s přístrojem Bioconfort)



SADA Technimag DUO

Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG

aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny

aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře

koženková brašna

SADA přístroj Bioconfort DUO (s přístrojem Bioconfort)

KATALOG PRODUKTŮ | PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O DOSTUPNOSTI A CENĚ SE OBRAŤTE NA VÝROBCE



SADA Technimag TRIO

Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG
aplikátor A1HF - např. na zápěstí, loket, patu, krční páteř...
aplikátor SPHLg (solenoid průměr 24cm) - na končetiny
aplikátor A4HLg (zádový) - na oblast zad a páteře
koženková brašna

SADA přístroj Bioconfort TRIO (s přístrojem Bioconfort)



SADA Technimag ČTYŘDEČKA

Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG
aplikátor A2HLg250 DUO (dva aplikátory spojeny zipem) –
(univerzální aplikátor, pro oblast zad, páteře, kyčlí, končetin atd.)
2 fixační díly s páskem
koženková brašna

SADA přístroj Bioconfort ČTYŘDEČKA (s přístrojem Bioconfort)



SADA Technimag LŮŽKOVÁ

Sada obsahuje:

přístroj DIMAP TECHNIMAG
aplikátor A3HLg MaxDuo (délka 170cm, šířka 45cm) - pro
náročné zákazníky na oblast páteře, zad, vhodné při celotělové
rekonvalescenci a prevenci)
koženková brašna

SADA přístroj Bioconfort LŮŽKOVÁ (s přístrojem Bioconfort)

